

HYDRA MASTER KULLANIM KLAVUZU

- Cildin derinlemesine temizlendiđi, beslendiđi, nemlendirilip, ölü deri tabakasının mikro düzeyde soyularak, antioksidan koruma ve aknenin yeniden oluşumunu azaltmaya yardımcı kombine bir total cilt bakım sistemidir.
- Tıkalı gözeneklerin açılmasına, genişlemiş gözenekleri sıkılaştırmaya yardımcı olur.
- Siyah noktaların azalmasına yardımcı olur.
- Cilt tonusunun düzenlenmesine yardımcı olur.
- Ciltteki sebum fazlasını temizleyerek cildin sebum üretiminin dengelenmesine yardımcı olur.
- Sivilce (Akne) yeniden akne oluşumunun azalmasına yardımcı olur.
- Cildin nemlendirilmesine yardımcı olur.
- İnce çizgilerin ve ince kırışıklıkların azalmasına yardımcı olur.
- Cildin elastikiyetinin arttırılmasına yardımcı olur.
- Güneş hasarı ve güneş lekelerinin azalmasına yardımcı olur.
- Cildin canlandırılmasına yardımcı olarak daha aydınlık, daha canlı ve daha genç görünmesini sağlar.

HYDRA MASTER TEKNOLOJİSİ

Basınçla püskürtme yapan ve adeta bir girdap etkisi oluşturan özel bir başlığa sahiptir. Bu başlık sayesinde solüsyonların el değmeden cilde uygulanmasını sağlar

- Temizleme
- Arındırma
- Nemlendirme
- Koruma

HYDRA MASTER UYGULAMASI SONRASINDA HERHANGİ BİR BAKIM GEREKTİRİR Mİ?

Herhangi bir özel bakım gerektirmez. Danışan sosyal yaşamına hemen dönebilir, makyaj yapabilir.

HYDRA MASTER UYGULAMA SÜRESİ NE KADARDIR?

Uygulama cildin ihtiyacına göre 20 30 dakika sürmektedir.

HYDRA MASTER AĞRILI BİR UYGULAMA MIDIR?

Ağrısız ve acısız bir uygulamadır. Makyaj fırçasının yüzünüzde dolaşması gibi bir his yaratır.

HYDRA MASTER KIMLERE UYGULANIR?

Hydra Master Kadın - Erkek tüm yaş gruplarına ve en hassas ciltler dahil tüm cilt tiplerine her mevsimde uygulanabilir.

HYDRA MASTER 9 in 1 CİLT BAKIM CİHAZI BAŞLIKLARI

- 1- Hydra Dermabrazyon
- 2- Hydra Master (Vortex Teknolojisi)
- 3- Skin Scrubber (Ultrasonic Peeling)
- 4- Oksijen Spreyi
- 5- High Frequency (Yüksek Frekans)
- 6- Bio Lifting
- 7- Ultrasonik Cilt Yapılandırma
- 8- Lymphatic Drainage Vacum (Lenfatik Drenaj)
- 9- PDT LED Terapi

HYDRA MASTER 9 in 1 CİLT BAKIM CİHAZI BAŞLIK KULLANIM ALANLARI

1- Hydra Dermabrazyon (Elmas Peeling)

- Ciltteki pürüzlerin giderilip cildin genç bir görünüm kazanmasında hızlı ve konforlu, sonuçları çabuk görülen bir uygulamadır.

2- Hydra Master (Vortex Teknolojisi)

Vortex adında özel bir teknoloji kullanılan Hydra Master' da, basınçla püskürtme yaparak adeta girdap etkisi yapan vakumlu özel başlığı sayesinde cildin ölü hücrelerden, siyah noktalardan ve aşırı yağdan arınmasına yardımcı olur.

- Temizleme
- Arındırma
- Nemlendirme
- Cilt dokusunu onarmaya yardımcı olur
- Koruma

Yüz, boyun ve dekolte bölgesi başta olmak üzere nemini ve elastikiyetini kaybetmiş, lekelenmiş, sivilcelenmiş, yapısı bozulmuş cilt dokusuna güvenle uygulanan, temizleme, yenileme, nemlendirme ve antioksidan korumanın yapıldığı kombine bir kozmetik bakım işlemidir.

3- Skin Scrubber (Ultrasonic Peeling)

İnce kırışıklıkların görünümünü azaltır, cildi genç ve yumuşak hale getirir. Cilt yüzeyinde yaklaşık 25.000 hz frekans seviyesinde bir dizi ses dalgaları oluşturarak epiderminin tahriş edilmeden soyulmasını ve ölü hücrelerin, siyah noktaların, sebumun temizlenmesini sağlayan bir yöntemdir.

4- Oksijen Terapi

Hydra Master 9 in 1' e özel olarak üretilen oksijen serum başlığı, oksijen üreterek bu oksijeni cildin alt katmanlarına ulaştırarak biriken toksinlerin atılmasına ve dokuların canlanmasına yardımcı olur.

5- High Frequency (Yüksek Frekans)

Cildin bazal tabakasındaki etkinliği artırır.

6- Bio Lifting (Germe)

Kırışıklıkların derinliklerini minimize eden, nem depolayan, canlandırıp aynı zamanda genç, dolgun ve düzgün bir cilt yapısı için bağ dokusunu güçlendirmeye yardımcı olan bakımdır.

7- Ultrasonik Ürün Yedirme

Ciltteki bağ dokusunda güçlenme yaşanır. Ciltte sıkılaşıma meydana gelir ve kırışıklıklar azalır.

8- Lenfatik Drenaj (Vakum)

Vücuttan ödemin uzaklaştırılmasına yardımcı olduğu için tercih edilen bir uygulamadır. Lenf sistemi vücutta bağışıklık ve savunma işlevlerini yerine getiren sistemdir. Dokulardaki sıvıların sirkülasyonu ve vücuttan atılması lenf sistemi aracılığıyla olmaktadır.

9- PDT LED Terapi (Gençlik Işığı)

Cildin kendi kendini iyileştirmesini sağlayan bir yöntemdir. En önemli özelliği cilt dokularını harekete geçirerek yenileme sürecini kısaltmasıdır. Kolajen dokunun hareketlenmesine yardımcı olur. Ödemlerde azalma olur. Epilepsi hastalarına uygulanmaz.



✉
kuzeygrupmedikal@gmail.com

☎
0 216 309 92 09

KUZEY GRUP KOZMETİK MEDİKAL SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ TEL: 0216 309 92 09